

TESTTINTEN / PRÜFTINTEN

Lieferformen und Einstellungswerte

- ▶ Blaue Testtinten nach DIN 53364
- ▶ Grüne Testtinten in Anlehnung an DIN 53364
- ▶ Rote Testtinten



GEO-Reinigungstechnik GmbH
Im Garbrock 7

D-48683 Ahaus-Ottenstein

T +49 (0) 25 42 / 9555 - 290
F +49 (0) 25 42 / 9555 - 291

E info@geo-reinigungstechnik.de
I www.geo-reinigungstechnik.de

Blaue Tinten **	Einstellungswerte in mN/m	Artikelnummer
Einzelflaschen (T) Inhalt 10 ml	24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 105 mN/m	2020050xx0 * * xx = Einstellwert
Satz A	7 Flaschen à 10 ml Inhalt / 30, 34, 36, 38, 44, 48, 58	2020010000
Satz B	7 Flaschen à 10 ml Inhalt / 31, 33, 35, 38, 42, 44, 46	2020020000
Satz C	7 Flaschen à 10 ml Inhalt / 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	2020030000
Satz D	7 Flaschen à 10 ml Inhalt / 28, 35, 38, 41, 44, 48, 56	2020040000
Teststift (Faserstift)	24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 105 mN/m	2020130xx0 * * xx = Einstellwert
Satz A	7 Stifte à 10 ml Inhalt / 30, 34, 36, 38, 44, 48, 58 mN/m	2020130190
Satz B	7 Stifte à 10 ml Inhalt / 31, 33, 35, 38, 42, 44, 46 mN/m	2020130290
Satz C	7 Stifte à 10 ml Inhalt / 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mN/m	2020130390
Satz D	7 Stifte à 10 ml Inhalt / 28, 35, 38, 41, 44, 48, 56 mN/m	2020130490

Grüne Tinten ***	Einstellungswerte in mN/m	Artikelnummer
Einzelflaschen Inhalt 10 ml	24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 105 mN/m	2020070xx0 * * xx = Einstellwert
Satz A	7 Flaschen à 10 ml Inhalt / 30, 34, 36, 38, 44, 48, 58	2020072000
Satz B	7 Flaschen à 10 ml Inhalt / 31, 33, 35, 38, 42, 44, 46	2020073000
Satz C	7 Flaschen à 10 ml Inhalt / 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	2020074000
Satz D	7 Flaschen à 10 ml Inhalt / 28, 35, 38, 41, 44, 48, 56	2020075000
Easy Teststift grün Inhalt 10 ml	24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 105 mN/m	2020150xx0 * * xx = Einstellwert
Satz A	7 Easy Test Stifte à 10 ml Inhalt / 30, 34, 36, 38, 44, 48, 58 mN/m	2020170242
Satz B	7 Easy Test Stifte à 10 ml Inhalt / 31, 33, 35, 38, 42, 44, 46 mN/m	2020170342
Satz C	7 Easy Test Stifte à 10 ml Inhalt / 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mN/m	2020170442
Satz D	7 Easy Test Stifte à 10 ml Inhalt / 28, 35, 38, 41, 44, 48, 56 mN/m	2020170542
Sprühflasche Inhalt 100 ml	24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 105 mN/m	2020120xx0 * * xx = Einstellwert
Teststift (Faserstift)	24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 105 mN/m	20201600xx * * xx = Einstellwert

Rote Tinten ****	Einstellungswerte in mN/m	Artikelnummer
Einzelflaschen Inhalt 10 ml	34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 mN/m	2020080xx * * xx = Einstellwert
Satz A	7 Flaschen à 10 ml Inhalt / 30, 34, 36, 38, 44, 48, 58 mN/m	2020080540
Satz B	7 Flaschen à 10 ml Inhalt / 31, 33, 35, 38, 42, 44, 46 mN/m	2020080640
Satz C	7 Flaschen à 10 ml Inhalt / 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mN/m	2020080740
Satz D	7 Flaschen à 10 ml Inhalt / 28, 35, 38, 41, 44, 48, 56 mN/m	2020080840
Satz	7 Flaschen à 10 ml Inhalt / 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 mN/m	2020081000
Teststift (Faserstift)	34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 mN/m	2020090xx0 * * xx = Einstellwert
Satz A	7 Stifte à 10 ml Inhalt / 30, 34, 36, 38, 44, 48, 58 mN/m	2020090540
Satz B	7 Stifte à 10 ml Inhalt / 31, 33, 35, 38, 42, 44, 46 mN/m	2020090640
Satz C	7 Stifte à 10 ml Inhalt / 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mN/m	2020090740
Satz D	7 Stifte à 10 ml Inhalt / 28, 35, 38, 41, 44, 48, 56 mN/m	2020090840
Satz	7 Stifte à 10 ml Inhalt / 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 mN/m	2020100020
Schnellteststift	ca. 38 mN/m	2020100000

Anmerkungen:

** Testtinten blau nach DIN 53364 / ISO 8296 - giftig (T) / teilweise giftig (je nach Wert der Oberflächenspannung)

*** Testtinten grün in Anlehnung an DIN 53364 - giftfrei, nicht reizend, nicht umweltschädlich. Diese Testtinten verhalten sich ähnlich wie jene auf Formamid Basis (Testtinte blau), wie sie in der DIN 53364 beschrieben sind. Es kann jedoch je nach Material und/oder Materialbeschaffenheit ein unterschiedliches Verhalten auftreten.

**** Testtinten rot - giftfrei (Xn/Xi)